

Trageanleitung

Worauf Sie achten sollten

Sie haben sich für die innovative Behandlung mit **der Zauberschiene™** entschieden.



Daher möchten wir Sie auf einige Besonderheiten hinweisen:

- Wundern Sie sich nicht darüber, dass Ihnen die Zauberschiene™ (Aligner) in den ersten Tagen nicht optimal passend vorkommt. Die Zähne müssen erst in die **neue Position** rutschen. Durch die Zauberschiene™ (Aligner) wird ein leichter Druck auf die Zähne ausgeübt, welcher jedoch nach kurzer Zeit nachlässt. Am ersten Tag können Sie die Zauberschiene™ (Aligner) mehrmals stundenweise herausnehmen, nachts durchgängig tragen.
- Am Anfang können vereinzelt leichte Irritationen an Lippe und Wange auftreten.
- Vereinzelt kann es auch vorkommen, dass Sie zu Beginn der Behandlung ein wenig lispeln. Sprechen Sie viel, damit sich Ihre Zunge sehr schnell an die Zauberschiene™ (Aligner) gewöhnt.
- Die Zähne werden etwas beweglich.
- Die Zauberschiene™ (Aligner) sollte mindestens **22 Stunden am Tag** getragen werden, um ein **optimales Ergebnis** zu erreichen.
- Beim Essen muss die Zauberschiene™ (Aligner) herausgenommen werden.
- Vermeiden Sie heiße Getränke (Kaffee, Tee etc.), da sich die Zauberschiene™ (Aligner) hierdurch verformen kann.
- Die Zauberschiene™ (Aligner) sollte einmal täglich gereinigt werden.